

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	28-4-2020
Inkoopnummer	301124
Lotnummer	625
Leverancier	Helma
Productnaam of naam fabrikant	Staxbuss
Productiedatum	12-4-2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	950

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	100%	P3
0,5	100%	P3

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	44	124
Testpersoon 2	37	14
Testpersoon 3	7	15
FFP2	<input type="checkbox"/> FAIL	<input type="checkbox"/> PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM	+		
Oordeel AH/TOXI	+		
Algemene bevindingen:			

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
950	<input checked="" type="checkbox"/> Goedgekeurd <input type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold	
Algemene bevindingen:		

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2	X	Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT	nee	>94%	33<FIT<100
Mand 3		Goedkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Goedkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

Fittest by RIVM

Datum	28-4-2020
LOT/X-nummer	625

Fit factor real time test < 10	<input type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input checked="" type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip
--------------------------------	---	--

Tester:	Score	
	Zonder clip	Met clip
5.1.2e	44	124
	37	14
	7	15

	Opmerkingen	
	Zonder clip	Met clip
Algemeen: (ruim, krap, etc)	lekt bij ogen	ok
Vershuift bij Up & Down/Bending?	nee	niet
Is één clip voldoende?		ja
Extra opmerkingen		

Type FFP Masker	103
Fit test (FAIL of PASS)	

Particle Penetration by Kalibra

Datum	28-04-2020
Inkoopnummer	301124
LOT/X-nummer	625

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	100 %	Pass for P3	100 %	Pass for P3
Masker 2	100 %	Pass for P3	100 %	Pass for P3
Masker 3	100 %	Pass for P3	100 %	Pass for P3
Totaal gemiddelde	100 %	Pass for P3	100 %	Pass for P3.

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	219	< 240 Pa	Pass
Masker 2	159		Pass
Masker 3	142		Pass.

Eindoordeel > 0,3

Voldoet aan P3.

Eindoordeel > 0,5

Voldoet aan P3.

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	625.
Datum uitvoering check	20-4-2020.		
Leveringsdatum			
Leverancier			
Productnaam of naam fabrikant	3D Nano Facial Protective Mask Starbuss		
Productiedatum			
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM			
Advies:			
Type masker bij uitgifte:			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM	Belede Starbuss republiek.	

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	FFP2 zonde clip.
----------------------------	------------------

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? 16
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? 3D Nano Facial Protective
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? Jiangxi Hornet Industrial.
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW--) <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:
2	Hoe is de verpakking te openen? <input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: KN 95 GB2626:2006
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input checked="" type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> Metaal aan de buitenkant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

Alleen maskers met neusclip in de stof.
geengrde verschillen per masker.

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input type="checkbox"/> Goed <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input checked="" type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input checked="" type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

<p>Exemplaire pour destinataire Exemplar voor geadresseerde Empfänger</p>		<p>LETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT</p>		<p>CMR</p>	<p>AVC</p>	<p>25 Code transporteur Vervoerderscode Code Frachtführer</p>	<p>No Nr</p>						
<p>1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land) 5.1.2e Logistics (Netherlands) B.V. Care of: Halma Solutions BV Shannonweg 11 1118 LA Luchthaven Schiphol The Netherlands</p>				<p>Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen is het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.</p> <p>Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. De Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.</p>									
<p>2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land) Empfänger (Name, Anschrift, Land)</p> <p>5.1.2h</p> <p>837467</p>				<p>16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land) Frachtführer (Name, Anschrift, Land)</p> <p>Schiphol Express Shannonweg 11 1118 LA Luchthaven Schiphol The Netherlands</p>									
<p>3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land)</p> <p>5.1.2h</p> <p>NL</p>				<p>17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)</p>									
<p>4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag de Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum)</p> <p>THE NETHERLANDS 24/04/20</p>				<p>18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers</p> <p>Dossier: 430/319368 Ref: REF 5.1.5</p>									
<p>5 Documents annexés / Bijgevoegde documenten Beigefügte Dokumente</p>		<p>6 Marques et numéros / Merken en nummers Kennzeichen und Nummern</p> <p>784-13663112 125 CTNS TCG2004827AE</p>		<p>8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking Art der Verpackung</p> <p>CTNS Protective Masks</p>		<p>9 Nature de la marchandise / Aard der goederen Bezeichnung des Gutes</p>		<p>10 No statistique / Statistisch nummer / Statistiknummer</p>		<p>11 Poids brut, kg / Bruto gewicht in kg / Bruttogewicht in kg</p> <p>938,000</p>		<p>12 Cubage m3 / Volume in m3 Umfang in m3</p> <p>13,08</p>	
<p>13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender Anweisungen des Absenders</p> <p>The receiver of the goods, through signing in box 24, will be liable for the correct and timely processing of the attached NCTS documents (T1).</p>				<p>19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten Besondere Vereinbarungen</p> <p>In case of discrepancies and/ or events concerning transport & delivery please contact a.s.a.p.: 5.1.2e Logistics Netherlands +31 (0)20 5.1.2e</p>									
<p>14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift Frachtzahlungsanweisungen</p> <p><input type="checkbox"/> Franco / Frei <input type="checkbox"/> Non franco / Niet franco / Unfrei</p>				<p>20</p> <table border="1"> <tr> <th>Arrivée heure / Aankomsttijd Ankunftszeit</th> <th>Départ heure / Vertrektijd Abfahrtszeit</th> <th>Total heure / Totaaltijd Gesamtzeit</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <p>Adresse de chargement: Laaddress: Ladeadresse:</p>				Arrivée heure / Aankomsttijd Ankunftszeit	Départ heure / Vertrektijd Abfahrtszeit	Total heure / Totaaltijd Gesamtzeit			
Arrivée heure / Aankomsttijd Ankunftszeit	Départ heure / Vertrektijd Abfahrtszeit	Total heure / Totaaltijd Gesamtzeit											
<p>21 Etablie à / Opgemaakt te Ausgefertigt in</p> <p>Luchthaven Schiphol 24/04/20</p>				<p>15 Reimbursement / Remboursement / Rückerstattung</p>									
<p>22</p> <p>5.1.2e</p> <p>Car B Sha 11 The Signat van de</p>				<p>23</p> <p>Schiphol Express Shannonweg 11 1118 LA Luchthaven Schip The Netherlands</p> <p>5.1.2h</p> <p>5.1.2e</p>									
<p>24 Marchandises reçues / Goederen ontvangen Gut empfangen</p> <p>27-04-20 11:36</p>				<p>Signature et timbre du transporteur / Handtekening en stempel van de vervoerder / Unterschrift und Stempel des Frachtführers</p>									

Les parties engagées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur / De dik omlijnde vakken moeten ingevuld worden door de vervoerder / Die mit fett gedruckten Linien eingerahmten Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 1-15, 19 + 21 + 22

version 3.1 22/05/13 - model IRU
 To be completed on the sender's responsibility / In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders



2104 VOL
 2273 vol
 27 APR '20 11:46

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

27-04

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer

625

Aantal pallets

8

Totaal stuks

72000

Aantal samples

48

Totaal aantal na samples

71952

Aantal per pallet

9216

Aantal per doos

576

Aantal per verpakkingseenheid

16

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Artikelnummer:

950

Inkooporder nummer

301124

LCH-nummer

5.1.5

b

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie: 022 - 043 01-

ingeboekt door: