

## Eindbeoordelingsformulier

Datum	3/4/2020
Inkoopnummer	
Lotnummer	153 / 200K
Leverancier	Wim.
Productnaam of naam fabrikant	Mead-band mark
Productiedatum	21-03-2020
Type mondkmasker (volgens de fabrikant)	FFP 2 R

	+	+/-	-
Oordeel RIVM	+		
Oordeel AH/TOXI			
Algemene bevindingen:			

	Testgemiddelde
Particle Penetration	97,6%
Algemene bevindingen: voldoet aan pp-test +	

	FF Pass Level	
	Zonder clip	Met clip
Test 1		47
Test 2		58
Gemiddelde		
<del>FFP2 (Ja/Nee)</del>	<del>+</del>	+/- alleen met clip.

Versturen? (JA/NEEN/ONHOLD)	on HOLD, alleen versturen met clip.
Artikelnummer VWS:	958
Algemene bevindingen:	FFP2, <u>met clip</u>

### Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	153 / 200k
Datum uitvoering check	3/4/2020		
Leveringsdatum	2/4/2020		
Leverancier	Wetis		
Productnaam of naam fabrikant	Head-band Mask		
Productiedatum	21-03-2020		
Naam	5.1.2e		
Functie			
Besproken met RIVM			
<b>Advies:</b> Alleen met clip FFP2 <b>Type masker bij uitgifte:</b>			

#### Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

#### Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM	geen documentatie aanwezig. geen EU CE mark. CE	

#### Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	Masker voldoet aan FFP2 kwaliteit Filtert redelijk. aandachtspunt is Lengte metalen strip in masker. Meerdere bekeken; af en toe te kort, klein beetje meer. Documentatie is in orde
--------------------------	---

BINNENDOOS/PLASTICZAK		
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	50
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	<input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:  <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	FFP2 NR 952 Head-band Mask
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	Wesni Technology
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja CE 2797 <input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd?	<input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input checked="" type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee 20-03-2025

## Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:	<i>Per 50 stuks in doorzichtige zak.</i>
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>Ja</i>

## Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: <i>Weini FFP2 NR 952 EN149:2001+A1:2009 CE 2797</i>
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <i>in: wit 2 melkblauw uit: wit</i>
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <i>geen nare geur</i>
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input checked="" type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input checked="" type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input checked="" type="checkbox"/> Rubber strip <i>aan binnenzijde bij neus</i> <input type="checkbox"/> Foam

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input checked="" type="checkbox"/> Goed <i>Die fittest</i> <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input checked="" type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

## Particle Penetration > 0,3 Micron

Datum: 03/04/2020

Inkoopnummer	NA
Lotnummer	153
Productnaam	NA
Leverancier	Weini Tech
Type mondmasker	FFP 2

	Gemiddelde rendement	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	97,0 %	pass for P2
Masker 2	98,6 %	pass for P2
Masker 3	97,3 %	pass for P2
Totaal gemiddelde	97,6 %	pass for P2

Eindoordeel (P1/P2/P3)
voldoet aan P2

5.1.2e

## Fittest **norm = 100**

Datum:

Inkoopnummer	
Lotnummer	153
Productnaam	
Leverancier	
Type mondmasker	

FF Pass Level	
FFP2 (JA/NEEN)	

		Score	
Gebruiker:		Zonder clip:	Met clip:
5.1.2e		13	47
5.1.2e		40	58

Opmerkingen tijdens gebruik:

	Met clip <i>knop</i>	Zonder clip <i>knop</i>
Algemeen: (ruim, krap, etc)		<i>verdraadje te kort om links te sluiten masker zit "wat los"</i>
Verschuift bij Up & Down / Bending?	<i>ziet beter</i>	
Is één clip voldoende?		
Overige:		

## Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

2-4

Artikelnummer:

Lotnummer

153

Inkooporder nummer

Aantal inkooporder/pakbon

Aantal pallets

1.6

Totaal stuks

200.000

Aantal per pallet

~~12800~~ 12800

Aantal per doos

800

Aantal per verpakkingseenheid

50

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Aantal afgehaald voor controle

150

Verpakt per

50

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Lotnummer doorgegeven aan

5.1.2e

<b>C</b>	<b>Transportbrief</b>	afzender	<b>onata</b>	datum/tijd ontvangst
	datum/tijd afzending <b>2-4-2020 21:33</b>		<b>CAS SPL</b> <b>Pelikaanweg 1</b> <b>1118 DT Schiphol</b>	

vervoeder: Postnl		
aan	POST NL	5.1.2h
ritnummer: 5.1.2e	ontvangstadres	5.1.2h
kenteken: 33 BJD 5	postcode en woonplaats	
aantal	verpakking	inhoud en opmerkingen bruto gew in kg
250	COLLI	FACEMASKS OP 16 PALLETS
0	0 0	
0	0 0	
0	0 0	
0	0 0	
Zegelnr: 376946		
containers/pallets geladen door afzender, controle van aantal stuks inhoud niet mogelijk		

PostNL	2020000987	emballageverschillen bij afzender	emballageverschillen bij geadresseerde
--------	------------	-----------------------------------	--

naam + handtekening vervoeder voor ontvangst van de zending met gelijkgenummerde transportbrief

naam + handtekening geadresseerde voor ontvangst van de zending met gelijkgenummerde transportbrief

5.1.2h

5.1.2e

**16** x pallets



AWB: 074-33539984

ref LCH2020-0001

2 APR '20 22:41

## Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

2-4

Artikelnummer:

Lotnummer

153

Inkooporder nummer

Aantal inkooporder/pakbon

Aantal pallets

16

Totaal stuks

200.000

Aantal per pallet

12800 12800

Aantal per doos

800

Aantal per verpakkingseenheid

50

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Aantal afgehaald voor controle

150

Verpakt per

50

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

lotnummer doorgegeven aan

5.1.2e

**Van:** [redacted] <[redacted]@postnl.nl>

**Verzonden:** donderdag 2 april 2020 14:01

**Aan:** [redacted]@postnl.nl

**CC:** [redacted] <[redacted]@cb.nl>; [redacted] <[redacted]@dnata.nl> [redacted] <[redacted]@dnata.nl>; [redacted] <[redacted]@dnata.nl>; [redacted] <[redacted]@dnata.nl>; [redacted] <[redacted]@dnata.nl>

**Onderwerp:** transport Schiphol - [redacted]

Dag [redacted]

Zou jij voor vanavond een wagen in willen zetten ?

Laden 21.00 uur bij dnata  
Aansluitend lossen in [redacted]  
AWB is 074-33539984  
250 collo

Met vriendelijke groet / Kind regards,

[redacted]

M: +31(0)6-[redacted]  
T: +31(0)570-[redacted]



[www.slimstock.com](http://www.slimstock.com)



5.1.2e

**Van:**  
**Aan:** 5.1.5  
**Onderwerp:** RE: shipment today

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@postnl.nl>  
**Verzonden:** donderdag 2 april 2020 15:09  
**Aan:** SupportVWS <5.1.2e@cb.nl>  
**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@cb.nl>  
**Onderwerp:** shipment today

Goede middag,

Bijgaand info aangaande de zending die vanavond word geleverd

Consignee on AWB	Shipper on AWB	Agent in PVG (KLM)	AWB (074)	Pcs	Weight	M3	Contents	
BEST GLOBAL LOGISTICS AMS	CHINA MEHECO CO LTD	All-Link Logistics PVG	33539984	250	1660	18	Facemasks	Flown

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

PostNL Cross Border Solutions

T +31 (0)6 5.1.2e  
M +31 (0)6 5.1.2e  
5.1.2e@postnl.nl



Prinses Beatrixlaan 23 • 2595 AK • The Hague  
The Netherlands  
Postbus 19512 • 2500 CM • The Hague  
The Netherlands

[postnl.com](http://postnl.com)



Please consider the environment before printing this e-mail

*Dere may onbange mach  
Ref. : LCH2020-0001.*

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@slimstock.com>  
**Verzonden:** donderdag 2 april 2020 18:03  
**Aan:** 5.1.5  
**Onderwerp:** Deze zending wordt vannacht geleverd,  
**Categorieën:** 5.1.2e

Hoi,

Vanavond komt de volgende zending:  
Te leveren door Post NL / Dnata  
Op de vrachtbrief of documentatie staat als AWB 074-33539984  
Verwacht artikelnummer 974, chirurgisch masker type 2R  
250 dozen

Als al deze informatie correct vermeld is, mag de zending worden gelost ZONDER mij te bellen. Bij twijfel wel graag bellen.

Graag even per mail het LOT nummer dat jullie deze partij gegeven.

Op de bonnen graag vermelden als referentie: LCH2020-0001.

Dank,  
Fijne avond,

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@ftegroep.nl>  
**Verzonden:** donderdag 2 april 2020 15:11  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@slimstock.com>  
**Onderwerp:** RE: aanmelding levering komende nacht

Hi 5.1.2e

Zie in onze distributiesheet op rij 11.  
Ordernummer LCH2020-0001

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

06 5.1.2e

