

Eindbeoordelingsformulier – Overige hulpmiddelen

Datum	1-4-2020
Inkoopnummer	
Lotnummer	112
Leverancier	Endamed
Productnaam of naam fabrikant	Isolatiegas NW SMS
Productiedatum	2019-10
Soort hulpmiddel	isolatiegas
Klasse (indien van toepassing)	

	+	+/-	-	Voornaam beoordelaar
Oordeel RIVM	+			5.1.2e
Oordeel testpersoon	+			
Algemene bevindingen:				
good				
Test	Testgemiddelde			Voornaam beoordelaar
Waterkolomtest				
Spattest				
Test bevindingen:				

Versturen?	JA / NEEN
Artikelnummer VWS	965
Algemene bevindingen	

Checklist prestatiecontrole protectieschorten

Inkoopnummer		Lotnummer	112
Leverancier	Emdamed		
Productnaam	Isolatiejas NW SMS blauw		
Datum	1-4-2020		
Voornaam	5.1.2e		
Oordeel RIVM			
Advies:			
Type protectieschort bij uitgifte:			
<input type="checkbox"/>	Isolatiejas (lange mouw) S/M	963	
<input checked="" type="checkbox"/>	Isolatiejas (lange mouw) L/XL/XXL	965	
<input type="checkbox"/>	Schorten	940	

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De testpersonen beoordelen op binnendoos en/of direct omsluitende verpakking op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het schort zelf wordt gecontroleerd op kwaliteit, materiaal, sluitingen en pasvorm. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit schort zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
CE certificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Overige documentatie aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee

Prestatie levering

Oordeel testpersonen	Goede jas. Spattest niet noodzakelijk vanwege eigen ervaringen met deze jas.
----------------------	--

BINNENDOOS			
1	Aantal schorten per binnendoos?	100, geen binnendoos aanwezig	
2	Algemene indruk binnendoos? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	<input type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:	
3	Welk product staat op de binnendoos?		
4	Welke leverancier staat op de binnendoos?		
5	Staat een CE markering op de doos?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja op binnenvpakking <input type="checkbox"/> 89/686/EEG <input type="checkbox"/> 93/42/EEG	<input type="checkbox"/> Nee
	Staat er een notified body onder de CE markering nummer op de doos	<input type="checkbox"/> Ja, nummer.....	<input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos?	<input type="checkbox"/> NEN-EN 13795 <input type="checkbox"/> 89/686/EEG <input type="checkbox"/> NEN-EN 14126 <input type="checkbox"/>	
7	Is er een instructie bijgeleverd?	<input type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/>	
8	Heeft de instructie betrekking op het schort in de doos?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
9	Staat er een expiratie datum op <i>binnendoos</i>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET SCHORT		
1	Zit er verpakking om het schort?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja: Plastic hoes per 10	
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET SCHORT		
1	Algemene indruk schort?	<input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het schort overeen met de foto op de binnendoos?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het schort:	Label: Emdamed L EMD 95247
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het schort staat?	
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat?	
4	Waar is het materiaal van gemaakt?	<input checked="" type="checkbox"/> Non-Woven SMS <input type="checkbox"/> Non-Woven SMMS <input type="checkbox"/> Polyethyleen <input type="checkbox"/>
5	Heeft het schort een nare geur?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Heeft het schort lange mouwen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
7	Worden de mouwen afgesloten met een elastisch manchet?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
8	Sluit het schort ook de rug af?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
9	Tot welke hoogte is het schort?	<input type="checkbox"/> Boven knie <input type="checkbox"/> Tot aan knie <input checked="" type="checkbox"/> Tot aan enkels <input type="checkbox"/> Overall <input type="checkbox"/>
10	Hoe wordt schort bevestigd?	<input type="checkbox"/> Striksluiting nek <input checked="" type="checkbox"/> Striksluiting taille <input type="checkbox"/> Haltersluiting nek <input type="checkbox"/> Ritssluiting <input checked="" type="checkbox"/> Klitteband nek
11	Hoe zitten de sluitingen aan het schort vast?	<input type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input checked="" type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/>
12	Wat is de kwaliteit van de sluitingen?	<input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

Pasvorm schort		
1	Hoe past het schort?	<input checked="" type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Te strak <input type="checkbox"/> Te ruim <input type="checkbox"/> Niet sluitend <input type="checkbox"/>
2	Waar past het schort niet/slecht	<input type="checkbox"/> Armen <input type="checkbox"/> Benen <input type="checkbox"/> Romp voorkant <input type="checkbox"/> Romp achterkant <input type="checkbox"/>
3	Kan het schort met de sluitingen strakker worden getrokken?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, strikssluiting <input type="checkbox"/> Nee
4	Wat gebeurt er bij bewegingen?	<input checked="" type="checkbox"/> Schort blijft goed zitten <input type="checkbox"/> Schort opent of scheurt <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

Stelling 22

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

01-04-2020

Artikelnummer:

Lotnummer

112

Inkooporder nummer

Aantal inkooporder/pakbon

Aantal pallets

7

Totaal stuks

14.700

Aantal per pallet

6x2400 (24x100) 1x300 (3x100)

Aantal per doos

100

Aantal per verpakkingseenheid

10

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

 JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Aantal afgehaald voor controle

3

Verpakt per

10

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:



Pakbon

Afleveren bij:
Ministerie VWS
Parnassusplein 5

Pakbonnummer : 4845526
Pakbondatum : 31-03-2020
Ordernummer : 5208823

2511 VX 's-Gravenhage

Uw ordernummer: 3057-23300
Uw orderdatum :

Vervoerder : General Logistics Sy
Klantnummer : 120000

Artikelcode	Omschrijving	Eenheid	Na te		Reeds		Batchnummer
			Besteld	Geleverd	Leveren	Geleverd	
							25 CN44033147C
							36 CN44033147C
							36 CN44033147C
							6 CN44033147C
EMD 95144-V	Isolatiejas Q-Plus Non Woven met manchet blauw maat M Velcro	50 pcs	114	114	0	0	6 CN44032727A
							36 CN44032727A
							36 CN44032727A
							36 CN44032727A
EMD 95145	Isolatiejas Q-Plus Non Woven, met manchet, blauw, maat XL	50 pcs	54	54	0	0	24 CN44033147D
							30 CN44033147D
EMD 95247	Isolatiejas SMS Non Woven met manchet blauw maat L	100 pcs	147	147	0	0	30 CN44033081D
							17 CN44033081D
							12 CN44033081D
							1 CN44033119C
							30 CN44033081D

EmdaMed B.V.
Morsestraat 22
2652 XG Berkel en Rodenrijs
The Netherlands

T: +31 (0) 5.1.2e
F: +31 (0) 5.1.2e
@ 5.1.2e emdamed.nl
W: www.emdamed.nl

IBAN 5.1.5
BIC
KvK 27109289
BTW 5.1.5