

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

1/4

Artikelnummer:

965

Lotnummer

122

Inkooporder nummer

300037

Aantal inkooporder/pakbon

Aantal pallets

1

Totaal stuks

1800

Aantal per pallet

1800

Aantal per doos

50

Aantal per verpakkingseenheid

1

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Aantal afgehaald voor controle
Verpakt per5
1

Kwaliteitscontrole RIVM

 JA / NEE GOEDGEKEURD

/ AFGEKEURD

Bijzonderheden:

10-95

Eindbeoordelingsformulier – Overige hulpmiddelen

Datum	1-4-2020
Inkoopnummer	965
Lotnummer	122
Leverancier	Endgamed
Productnaam of naam fabrikant	Isolatie jas non-woven pull-oven.
Productiedatum	2019-03
Soort hulpmiddel	isolatiejas pull oven.
Klasse (indien van toepassing)	

	+	+/-	-	Voornaam beoordelaar
Oordeel RIVM				
Oordeel testpersoon	+			5.1.2e
Algemene bevindingen: goed. wel spattest uitvoeren				
Test	Testgemiddelde			Voornaam beoordelaar
Waterkolomtest				
Spattest				
Test bevindingen: nvt.				

Versturen?	JA / NEEN
Artikelnummer VWS	965
Algemene bevindingen	Beoordelen Vocht af totaand ovenjar isolatiejas. Elementen behandelen verschillende 2 delen huizen.

Checklist prestatiecontrole protectieschorten

Inkoopnummer	965	Lotnummer	122
Leverancier	Emdamed		
Productnaam	Isolatiejas pullover SMS		
Datum	1-4-2020		
Voornaam	5.1.2e		
Oordeel RIVM			
Advies:			
Type protectieschort bij uitgifte:			
<input type="checkbox"/> Isolatiejas (lange mouw) S/M	963		
<input checked="" type="checkbox"/> Isolatiejas (lange mouw) L/XL/XXL	965		
<input type="checkbox"/> Schorten	940		

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De testpersonen beoordelen op binnendoos en/of direct omsluitende verpakking op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het schort zelf wordt gecontroleerd op kwaliteit, materiaal, sluitingen en pasvorm. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit schort zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
CE certificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Overige documentatie aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee

Prestatie levering

Oordeel testpersonen	Volgens website leverancier spatwaterdicht. Goed jas. Spatwatertest uitvoeren?	
----------------------	---	--

BINNENDOOS			
1	Aantal schorten per binnendoos?	50, geen binnendoos aanwezig	
2	Algemene indruk binnendoos? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	<input type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:	
3	Welk product staat op de binnendoos?		
4	Welke leverancier staat op de binnendoos?		
5	Staat een CE markering op de doos?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> 89/686/EEG <input type="checkbox"/> 93/42/EEG	<input type="checkbox"/> Nee
	Staat er een notified body onder de CE markering nummer op de doos	<input type="checkbox"/> Ja, nummer.....	<input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos?	<input type="checkbox"/> NEN-EN 13795 <input type="checkbox"/> 89/686/EEG <input type="checkbox"/> NEN-EN 14126 <input type="checkbox"/>	
7	Is er een instructie bijgeleverd?	<input type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/>	
8	Heeft de instructie betrekking op het schort in de doos?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
9	Staat er een expiratie datum op <i>binnendoos</i>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET SCHORT		
1	Zit er verpakking om het schort?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:Platic hoes	
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET SCHORT	
1	Algemene indruk schort? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het schort overeen met de foto op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het schort:
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het schort staat?
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat?
4	Waar is het materiaal van gemaakt? <input checked="" type="checkbox"/> Non-Woven SMS <input type="checkbox"/> Non-Woven SMMS <input type="checkbox"/> Polyethyleen <input type="checkbox"/>
5	Heeft het schort een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Heeft het schort lange mouwen? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
7	Worden de mouwen afgesloten met een elastisch manchet? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
8	Sluit het schort ook de rug af? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
9	Tot welke hoogte is het schort? <input type="checkbox"/> Boven knie <input checked="" type="checkbox"/> Tot aan knie <input type="checkbox"/> Tot aan enkels <input type="checkbox"/> Overall <input type="checkbox"/>
10	Hoe wordt schort bevestigd? <input type="checkbox"/> Striksluiting nek <input checked="" type="checkbox"/> Striksluiting taille <input checked="" type="checkbox"/> Haltersluiting nek <input type="checkbox"/> Ritssluiting <input type="checkbox"/>
11	Hoe zitten de sluitingen aan het schort vast? <input type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input checked="" type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/>
12	Wat is de kwaliteit van de sluitingen? <input type="checkbox"/> Goed stevig vast <input checked="" type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los <input type="checkbox"/>



Pakbon

Afleveren bij:
Ministerie VWS
Parnassusplein 5

Pakbonnummer : 5.1.5
Pakbondatum : 31-03-2020
Ordernummer : 5208823

2511 VX 's-Gravenhage

Uw ordernummer: 3057-23300
Uw orderdatum :

Vervoerder : General Logistics Sy
Klantnummer : 120000

Artikelcode	Omschrijving	Eenheid	Na te Reeds				Batchnummer
			Besteld	Geleverd	Leveren	Geleverd	
EMD 95033	Isolatiejas EmdaMed pullover, tricot manchet SMS blauw XL	50 pcs	42	42	0	0	42 MS44033018C
EMD 95034	Isolatiejas EmdaMed pullover, manchet SMS geel XL	50 pcs	36	36	0	0	36 FY44032269A
EMD 95132	Isolatiejas Non Woven, blauw met tricot manchet, maat M	50 pcs	72	0	72	0	
EMD 95135	Isolatiejas Non Woven PE coated, geel met tricot manchet, M	50 pcs	18	0	18	0	
EMD 95136	Isolatiejas Non Woven PE coated, blauw met tricot manchet; M	50 pcs	120	120	0	0	30 CN44033081B 30 CN44033081B 30 CN44033081B 30 CN44033081B
EMD 95139	PE schort met lange mouw	75 pcs	30	30	0	0	30 CN44033147B
EMD 95143	Isolatiejas NW, blauw tricot manchet, anti statisch, maat XL	50 pcs	30	30	0	0	4 YL44028302 26 YL44028302
EMD 95144	Isolatiejas Q-Plus Non Woven, met manchet, blauw, maat M	50 pcs	103	103	0	0	

EmdaMed B.V.
Morsestraat 22
2652 XG Berkel en Rodenrijs
The Netherlands

T: +31 (0) 5.1.2e
F: +31 (0) 5.1.2e
@ 5.1.2e emdamed.nl
W: www.emdamed.nl

IBAN 5.1.5
BIC
KvK 27109269
BTW 5.1.5