

Eindbeoordeling - Ready to Go

Datum: 1-4

Inkoopnummer	
Lotnummer	99
Leverancier	Halma
Productnaam	Tonglian
Productiedatum	28-3-2020
Type mondmasker	

	+	+/-	-	Naam beoordelaar
Oordeel RIVM			-	5.1.2e
Oordeel AH/TOXI		+/		

	Testgemiddelde	Naam beoordelaar
Particle Penetration	25,9%	5.1.2e

	FF Pass Level	FFP2 (JA/NEEN)	Naam beoordelaar
Fittest	Fail	Nee	5.1.2e

Onze beoordeling type mondmasker	
Artikelnummer VWS	
Penetratie test Fail Fittest Fail	

Ready to GO (JA/NEEN)
Nee, voldoet niet. Afgekeurd.

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	gg
Datum	1-4-2020		
Leverancier	Halma		
Productnaam/naam fabrikant	Tonglian		
Productiedatum	28-3-2020	Batch: 202007	
Naam	5.1.2e		
Functie			
Besproken met RIVM			
Advies:			
Type masker bij uitgifte: <i>Afgehand</i> <i>Penetratietest + Pittest Failed.</i>			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	<p>+ Instructie op de doos klopt nu bij het masker. - binnendoos geeft GB 2626 aan. Op masker staat het niet de vraag of het een GB 2626 is?</p>
----------------------------	---

BINNENDOOS/PLASTICZAK		
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	50
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	<input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	KN95
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	Tong Lian
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	<input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input checked="" type="checkbox"/> N95 <input type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd?	<input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee los oel. productie 20-3-2020

Bijzonderheden:

*twee**blanco zalije*

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Zo ja:
2	Hoe is de verpakking te openen? <input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>nvt blanco zalije</i>

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <i>wat chinese dome op</i> <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: <i>KN 95</i>
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <i>op binnendoos staat ook 95</i> <input type="checkbox"/> N.v.t. <i>2626 mist op masker -</i>
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <i>buiten dik wit</i> <input checked="" type="checkbox"/> 2 <i>melt Bf.</i> <input checked="" type="checkbox"/> 3 <i>wol</i> <input checked="" type="checkbox"/> 4 <i>wol</i> <input checked="" type="checkbox"/> 5 <i>wit</i>
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input checked="" type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input checked="" type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktst	<input type="checkbox"/> Niet <input checked="" type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input checked="" type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

Fittest (norm = 100)

Datum:

Inkoopnummer	
Lotnummer	JJ
Productnaam	
Leverancier	
Type mondkmasker	

FF Pass Level	
FFP2 (JA/NEEN)	

		Score	
Gebruiker:		Zonder clip:	Met clip:
5.1.2e		10	7
		4	7

Opmerkingen tijdens gebruik: *zonder* *met*

Algemeen: (ruim, krap, etc)	<i>ruim: zit in oog</i>	
Verschuift bij Up & Down / Bending?	<i>ja</i>	
Is één clip voldoende?		
Meer:		

Particle Penetration > 0,3 Mcron

Datum: 21 apr. 2020

Inkoopnummer	-
Lotnummer	39
Productnaam	Tengijen
Leverancier	-
Type mondmasker	KN95

	Gemiddelde rendement	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	26,3%	Fail
Masker 2	26,9%	Fail
Masker 3	24,6%	Fail
Totaal gemiddelde	25,9%	Fail

Eindoordeel (P1/P2/P3)
Voldoet <u>niet</u> aan klasse P1

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

1-4-20

Artikelnummer:

Lotnummer

99

Inkooporder nummer

Aantal inkooporder/pakbon

Aantal pallets

9

Totaal stuks

90.000

Aantal per pallet

10.000

Aantal per doos

1.000

Aantal per verpakkingseenheid

50

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

5.1.2e

Aantal afgehaald voor controle

50

Verpakt per

50

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

2 verpakkingen van 50 stuks beschadigd,
inhoud (maskers) niet beschadigd.

2

Exemplaire pour / Exemplaar voor / Exemplar für		destinataire / geadresseerde / Empfänger	LETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT			CMR	AVC-2002	Code transporteur / Vervoerderscode / Code Frachtführer	No / Nr	
1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land) MOL Logistics (Netherlands) B.V. Care of: Halma Solutions BV Shannonweg 11 1118 LA Luchthaven Schiphol The Netherlands			16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land) Frachtführer (Name, Anschrift, Land) Schiphol Express Shannonweg 11 1118 LA Luchthaven Schiphol The Netherlands			Indien de overeenkomsten plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen zijn het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. Indien de overeenkomsten plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. De Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, zijn door sVA / Stichting Vervoeradres gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.				
2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land) Empfänger (Name, Anschrift, Land) 5.1.2h			17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) NL			18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers Dossier: 430/319236 Ref: DISPOSABLE FACE MASK				
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land) 5.1.2h			4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag der Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum) THE NETHERLANDS 31/03/20			5 Documents annexés / Bijgevoegde documenten / Beigefügte Dokumente AWB				
6 Marques de numéros / Merken en nummers / Kennzeichen und Nummern 112-57584645 TCG2003709AE		7 Nombre de colis / Aantal coli / Anzahl der Packstücke 90	8 Mode d'emballage / Wips van verpakking / Art der Verpackung CTNS DISPOSABLE FACE MASK	9 Nature de la marchandise / Aard der goederen / Bezeichnung des Gutes	10 No statistique / Statistieknummer / Statistieknummer	11 Poids brut / Gulo gewicht / Bruttogewicht in kg 909,000	12 Cubage m3 / Volume in m3 / Umfang in m3 11,94	19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten / Besondere Vereinbarungen In case of discrepancies and/ or events concerning transport & delivery please contact a.s.a.p.: MOL logistics Netherlands +31 5.1.2e		
13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender / Anweisungen des Absenders The receiver of the goods, through signing in box 24, will be liable for the correct and timely processing of the attached NCTS documents (T1).			14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeeringsvoorschrift / Frachtzahlungsanweisungen <input checked="" type="checkbox"/> Franco / Frei <input type="checkbox"/> Non franco / Niet franco / Unfrei			20 À payer par / Te betalen door / Zu zahlen vom: Expéditeur / Afzender / Absender Monnaie / Gelddoort / Währung Destinataire / Geadresseerde / Empfänger Prix de transport / Vrachtprijs / Fracht: Réductions / Kortingen / Ermäßigungen: Solde / Saldo / Zwiischensumme: Suppléments / Supplémenten / Zuschläge: Frais accessoires / Bijkomsten / de kosten / Nebengebühren: + TOTAL / TOTAAL / GESAMTSUMME:				
21 Etabli à / Opgemaakt te / Ausgefertigt in Luchthaven Schiphol 31/03/20			22 5.1.2e			23 Schiphol Express Shannonweg 11 1118 LA Luchthaven Schiphol The Netherlands			24 Marchandises reçues / Goederen ontvangen / Gut empfangen Luchthaven Schiphol 5.1.2e	
Signature et timbre de l'expéditeur / Handtekening en stempel van de afzender / Unterschrift und Stempel des Absenders			Signature et timbre du transporteur / Handtekening en stempel van de vervoerder / Unterschrift und Stempel des Frachtführers			Signature et timbre du destinataire / Handtekening en stempel van de geadresseerde / Unterschrift und Stempel des Empfängers				

Model IRU / Auteursrecht sVA / Stichting Vervoeradres - s-Gravenhage

www.beurtvaartadres.nl

Tel. 088-55 22 111

Uitgave Beurvaartadres

Art. 3004

LA 4Z NK

Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur / De dik omlijnde vakken moeten ingevuld worden door de vervoerder / Die mit fett genuckelten Linien eingeramten Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden

1-15 y compris et / inclus / einschließlich

A remplir sous la responsabilité de l'expéditeur / In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders



1994
LOT 99