

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

3-4-2020

Artikelnummer:

958

Lotnummer

154

Inkooporder nummer

39648

Aantal inkooporder/pakbon

Aantal pallets

2

Totaal stuks

8640

Aantal per pallet

4320

Aantal per doos

240

Aantal per verpakkingseenheid

20

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Aantal afgehaald voor controle

60

Verpakt per

20

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Lotnummers 154 + 155 horen bij
elkaar, ALLEEN EEN ANDERE productie-
datum.

Ref: 3057-23302

Eindbeoordelingsformulier

Datum	03-04
Inkoopnummer	
Lotnummer	154
Leverancier	Moldex
Productnaam of naam fabrikant	Moldex
Productiedatum	FFP2 950
Type mondkap (volgens de fabrikant)	FFP2

	+	+/-	-
Oordeel RIVM	+		
Oordeel AH/TOXI	+		
Algemene bevindingen:			

	Testgemiddelde
Particle Penetration	55,5%
Algemene bevindingen: ok.	

	FF Pass Level	
	Zonder clip	Met clip
Test 1		200 +
Test 2		200 +
Gemiddelde		
FFP2 (Ja/Nee)	Ja	

Versturen? (JA/NEEN/ONHOLD)
Artikelnummer VWS: 950
Algemene bevindingen:

Fittest (norm = 100)

Datum:

Inkoopnummer	
Lotnummer	Lot 154
Productnaam	
Leverancier	
Type mondk masker	

FF Pass Level	100	5.1.2e
FFP2 (JA/NEEN)	OK	

		Score
Gebruiker:	Zonder clip:	Met clip:
		met knoop 36
5.1.2e		200+
		200+

Opmerkingen tijdens gebruik:

	Met clip	Zonder clip
Algemeen: (ruim, krap, etc)		met knoop lekkage bij rechter oog (voelbaar bij uitademmen)
Verschuift bij Up & Down / Bending?	met knoop: lastig - met en masker zitten elkaar in de weg	
Is één clip voldoende?		
Overige:		

2^e keer
geen
probleem

Particle Penetration by Kalibra

Inkoopnummer	NA	LOT-nummer	159
Datum	03/04/2020		
Productnaam	NA		
Leverancier	Moldex		
Type mondmasker	FFP2		

	Gemiddelde rendement	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	99,5%	pass per P3
Masker 2	99,2%	pass per P3
Masker 3		
Totaal gemiddelde		

Eindoordeel (P1/P2/P3)
<p>voldert aan P3</p> <p style="text-align: right;">DELIC</p>

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	154 / 8640
Datum uitvoering check	3/4/2020		
Leveringsdatum	1/4/2020		
Leverancier	Moldex		
Productnaam of naam fabrikant	FFP2 NR D Classic		
Productiedatum	7		
Naam	5.1.2e		
Functie			
Besproken met RIVM			
Advies: voldoet aan fit test + particele penetratie. Type masker bij uitgifte: FFP2			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	Doft goed. en zit ook redelijk goed. Penetratietest + fittest nog uitvoeren. Als dit voldoet; dan is het prima!
--------------------------	---

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? <i>20 stuks</i>
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? <i>FFP2 NRD Classic</i>
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? <i>Moldex</i>
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input type="checkbox"/> GB2626-2006 <input checked="" type="checkbox"/> Anders:.... <i>FFP2 NRD</i> <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? <input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input checked="" type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <i>13.03.25</i>

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
	Zo ja: <i>In per 20 stuks in doorzichtig zak.</i>
2	Hoe is de verpakking te openen? <input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <input checked="" type="checkbox"/> nvt.

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: <i>Binnenzijde!</i> EN 149 : 2001 CE 121 Moldex 2400+ ; FFP2 NRD
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <i>binnen weel.</i> <input checked="" type="checkbox"/> Nee <i>Buitenzijde niet</i>
5	Aantal lagen van het masker: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <i>nr. witte met blauw met blauw gaas</i>
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input checked="" type="checkbox"/> Met hoofdbanden <i>(door een lus)</i> <input type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v. <i>Anders; door lus heen gehaald.</i>
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input checked="" type="checkbox"/> <i>voor gevormd.</i>

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input checked="" type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input checked="" type="checkbox"/> Kin ; <i>beetje</i> <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input checked="" type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

MOLDEXLOT. 154
155

Moldex-Metric AG & Co. KG - Ebweg 1a - 2991 LS Barendrecht - Netherlands

Ministerie van VWS / UBRJHIS
Postbus 20011
2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Datum 01-04-2020
 Klantnummer 340000128
 BTW-nummer
 Ordernr. Moldex 340000486
 Leveranciersnr.
 Ordernr. Klant 3057-23302
 Orderdatum 01-04-2020
 Besteld door
 Cust. Service 5.1.2e
 Telefoon
 Email 5.1.2e@nl.moldex-europe.com

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e@nl.moldex-europe.com

Pakbon 341000662

Page 1 / 1

Reg.	Orderinformatie	Verz. hoev.	Eenh	Kartons	Nettogewicht	Totaal gewicht
10	240015 FFP2 NR D Classic		8640 st	36	103,6 Kg	147,6 Kg
	Origin CZ HS 63079098					
	EAN 401944400608 6					
20	240515 FFP2 NR D Classic ventiel		3360 st	14	53,7 Kg	70,0 Kg
	Origin CZ HS 63079098					
	EAN 401944400631 4					

Verzenden-aan adres

5.1.2h

Kartons	Nettogewicht	Bruttogewicht
50	157,4 Kg	217,6 Kg

Leveringscondities VIANEN DAP / Delivered At Place
 Vervoerder/LDV 5.1.2e

Moldex-Metric AG & Co. KG
 Adem- en Gehoorbescherming
 Bank: Deutsche Bank
 BIC: 5.1.5
 IBAN: 5.1.5
 BTW nr: 5.1.5

Ebweg 1a
 2991 LS Barendrecht
 NEDERLAND
 Hoofdvestiging:
 Tübinger Straße 50
 72141 Walldorfhäseloch, Germany

Telefoon: 5.1.2e
 5.1.5@nl.moldex-europe.com
 www.moldex-europe.com
 K.v.K. Rotterdam: 24282993
 Ge certificeerd volgens EN ISO 9001:2015
 Lid van VVGW en Febelsafe