

Eindbeoordelingsformulier mondmaskers FFP

Datum	11/4
Inkoopnummer	200359
Lotnummer	394
Leverancier	mit leshan
Productnaam of naam fabrikant	
Productiedatum	
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	gso

	+	+/-	-
Oordeel RIVM	+		
Oordeel AH/TOXI	+		
Algemene bevindingen:			

Particle Penetration	Testgemiddelde
Algemene bevindingen:	94,1% > 0.3 µm 90.3% > 0.5 µm

Fit test	Zonder clip	Met clip
Test 1	17	30
Test 2	25	175
Test 3		200+
FFP-2 Pass level (Ja/Nee)		

⇒ Versturen? (JA/NEEN/ONHOLD) indien gewent
 masker moeten nog in dozen worden gedaan!!
 Artikelnummer VWS:
 Algemene bevindingen:

Logistiek (aankruisen)	PFE	FIT	Classificatie	Clip (Ja/Nee)
Mand 1	>94%	>100	FFP2	
Mand 2 X-	>94%	33<FIT<100	FFP2 met instructie over FIT	Ja.
Mand 3	80%<PFE<94%	>100	FFP1, filter van mindere kwaliteit	
Mand 4	80%<PFE<94%	33<FIT<100	FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT	
Mand 5	>94%	<33	Alleen uitleveren bij hoge nood	
Mand 6	80%<PFE<94%	<33	Alleen uitleveren bij hoge nood	
Mand 7	<80%	Ongeacht fit	Niet gebruiken	

⇒ het rubber heeft niet in het masker geplakte worden

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	394.
Datum uitvoering check	13-4-2020		
Leveringsdatum			
Leverancier			
Productnaam of naam fabrikant			
Productiedatum	7-3-2020		
Naam	5.1.2e		
Functie			
Besproken met RIVM			
Advies:	uitgeven met clip		
Type masker bij uitgifte:	FFP2 met clip.		

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM	FFP2 met clip.	

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	FFP2 met clip filtratie zonder rubber = goed
----------------------------	---

→ het rubber heeft niet geplakt te worden

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? 10
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? KN95. haze proof mask. PM2.5-
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? <input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

masker zijn los en moeten nog in dozen worden gedaan.

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:
2	Hoe is de verpakking te openen? <input type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: KNGS. GB2626-2006
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5.
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input checked="" type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT	
1	Hoe past het masker op het gezicht? <input checked="" type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest <input type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input checked="" type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt? <input checked="" type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

Fittest by RIVM

Inkoopnummer		LOT nummer	394
Datum	13/4/2020		
Productnaam			
Leverancier			
Type mondmasker			

FF Pass Level	
FFP2 (JA/NEEN)	

Gebruiker:	Score	
	Zonder clip	Met clip
Pa	17	30
Fragal	25	175*
Wouta		200+

aan andere sponsje

Opmerkingen		
	Zonder clip	Met clip
Algemeen: (ruim, krap, etc)	masker zit ruim ok	ok
Verschuift bij Up & Down/Bending?		Nee
Is één clip voldoende?		Stond I
Overige	windt flevend met losse schuimstrip bij de neus sluit de te maken	X Zonder Schuimstrip

Particle Penetration by Kalibra

Inkoopnummer	300359	LOT-nummer	394
Datum	13 apr 2020		
Productnaam	-		
Leverancier	-		
Type mondkmasker	KN95		

	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	93,5	P1	98,2	P2
Masker 2	93,0	P1	98,1	P2
Masker 3	95,9	P2	98,6	P2
Totaal gemiddelde	94,1	P2	98,3	P2

Eindoordeel > 0,3

Voldeet aan de eis van FFP2

Eindoordeel > 0,5

Voldeet aan de eis van FFP2

Formulier inslag magazijn

Invullen door QRS bij aanmaken inkooporder en naar logistiek brengen

Inkoopnummer QRS	300 359
Referentienummer	3057 - 23355 - 0408e
Lotnummer	394
Artikelen en aantallen	112.000 971 => ?? zijn ballen geen markers

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

11-4-20

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer

394

Aantal pallets

20

Totaal stuks

112 000

Aantal per pallet

5600

Aantal per doos

700

Aantal per verpakkingseenheid

1

300359

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Aantal afgehaald voor controle
Verpakt per

Artikelnummer:

971

Inkooporder nummer

300359

LCH-nummer

3057-23355-04080

30 57 - 23355 - CHAPE
~~3057-23355-04080~~

Homeland Defsec BV?

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

LOS PER DOOS MET LOS VERP. MATERIEEL
=> Gevoeg ook dat beoordeeld door RIVM.

5.1.2e

ingeboekt door:

Locatie:

20-44-2 / 20-070-02
20-06-2

3057-233355

Uitslagbon

INDEPENDENT WORLD SERVICES BV

Changiweg 1 1437 EP Rozenburg-Schiphol

PO Box 75845 1118 ZZ Schiphol-Airport

5.1.2e

5.1.5@iws-schiphol.nl

www.iws-schiphol.nl

Zendingnr. U200011634
 AWB nr. 999-75715253 Aantal colli 707
 HAWB nr. CN101823891 Gewicht 4858
 Klant Morrison Express Netherlands B.V.



U200011634

IWS BV

Pagina 1

HUGO

10-4-2020

Report 70003

Documentnr. 20NLK8TVOAAVEQWD50
 Uitslagdatum 10-4-2020
 Uitslagtijd 11:11
 ATQ Date 06-04-20
 Pasnummer 5720132676
 Pasnaam 5.1.2e

Handtekening

Schade

DGVS Uitslaggegevens

Referentie type HWB Aantal colli 707
 Referentienr. CN101823891 Gewicht 4.858
 DGVS deelnemer

Deze gegevens exact zo overnemen in uw administratie bij uw inslagtransacties om DGVS mismatches te voorkomen.

5.1.2e