

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

01-04-20

103

177

Artikelnummer:

966

Lotnummer

164

Inkooporder nummer

inkoop 300034

Aantal inkooporder/pakbon

Aantal pallets

1

Totaal stuks

500

Aantal per pallet

500

Aantal per doos

200

Aantal per verpakkingseenheid

10

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Aantal afgehaald voor controle
Verpakt per

10

10

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

1033
01034

Bijzonderheden:

2 dozen met 200 stuks
1 doos met 100 stuks
brillen

Donatie

Rode/Kruis

APKeur

RIC-104

Eindbeoordelingsformulier – Overige hulpmiddelen

Datum	1-4 2020
Inkoopnummer	
Lotnummer	104
Leverancier	
Productnaam of naam fabrikant	
Productiedatum	
Soort hulpmiddel	Beschermingshil
Klasse (indien van toepassing)	

	+	+/-	-	Voornaam beoordelaar
Oordeel RIVM	+			
Oordeel testpersoon	+			5.1.2e
Algemene bevindingen:				
Eenvoudige duikhil. geen documentatie aanwezig, geen CE, geen merknaam, leverancier naam, op basis beoordeling expert bruik ok. → geen zicht naar zijkant				
Test	Testgemiddelde		Voornaam beoordelaar	
Waterkolomtest				
Spattest				
Test bevindingen:				
A✓ heer				
5.1.2e				

Versturen?	JA / NEEN	quarantaine,
Artikelnummer VWS	966	
Algemene bevindingen	"kan hold"! Beil niet geschikt door geen zicht aan zijkant. Niet goed bruikbaar als zongverleners werken met patiënten.	

DE BESCHERMBRIL		
1	Algemene indruk beschermbril?	<input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Wat voor soort beschermbril is het?	<input type="checkbox"/> Een beschermende bril <input type="checkbox"/> Een gelaatscherm <input type="checkbox"/> Een spatscherm <input checked="" type="checkbox"/> Een ruimzichtbril (ski/duikbril)
3	Heeft het beschermbril een nare geur?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
4	Is de bril verstelbaar?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Heb je goed zicht rondom met de bril op?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee, alleen rechtvooruit

Bijzonderheden:

Pasvorm beschermbril		
1	Hoe past de beschermbril?	<input checked="" type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Te strak <input type="checkbox"/> Te ruim <input type="checkbox"/>
2	Sluit de bril goed aan bij het gezicht?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
3	Beschermt de bril de ogen ook goed aan de zijkant?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Bijzonderheden:

Mogelijke testen
Blijft de bril zitten als je voorover buigt? 3 personen testen. Ja
Verbuigt de bril makkelijk? Nee
Breekt de bril makkelijk? Nee
Beslaat de bril bij ademen? Nee
Zitten er scherpe randjes aan? Nee
Blijven de scharnieren goed na 3 keer openen en dichtdoen? N.v.t.

Checklist prestatiecontrole protectiebeschermbril

Inkoopnummer		Lotnummer	104
Leverancier			
Productnaam	Beschermbril		
Datum	1-4-2020		
Voor naam	5.1.2e		
Oordeel RIVM			
Advies:			
Type beschermbril bij uitgifte:			
<input checked="" type="checkbox"/> Beschermingsbril 966			
<input type="checkbox"/> Spatscherm 975			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De testpersonen beoordelen op binnendoos en/of direct omsluitende verpakking op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. De beschermbril zelf wordt gecontroleerd op kwaliteit, materiaal en pasvorm. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie deze beschermbril zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
CE certificaat?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Andere documentatie?	<input type="checkbox"/> Ja,	<input checked="" type="checkbox"/> Nee

Prestatie levering

Oordeel testpersonen	Bruikbaar, geen documentatie aanwezig
----------------------	---------------------------------------

BINNENDOOS		
1	Aantal beschermbrillen per binnendoos?	10
2	Algemene indruk binnendoos? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	<input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos?	Geen info
4	Welke leverancier/importeur/fabrikant staat op de binnendoos?	
5	Staat een CE markering op de doos?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> 89/686/EEG <input type="checkbox"/> 93/42/EEG
	Staat er een notified body onder de CE markering nummer op de doos	<input type="checkbox"/> Ja, nummer..... <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos?	<input type="checkbox"/> NEN-EN 166 <input type="checkbox"/>
7	Is er een instructie bijgeleverd?	<input type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input checked="" type="checkbox"/> Nee
8	Heeft de instructie betrekking op de beschermbril in de doos?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
9	Staat er een expiratie datum op <i>binnendoos</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

Bijzonderheden: