

Eindbeoordelingsformulier

Datum	1-9
Inkoopnummer	124
Lotnummer	124
Leverancier	-
Productnaam of naam fabrikant	SALVA
Productiedatum	?
Type mondk masker (volgens de fabrikant)	-

	+	+/-	-	Voornaam beoordelaar
Oordeel RIVM			-	5.1.2e
Oordeel AH/TOXI		+		
Algemene bevindingen: Comfortabel masker, geen bijtenderheden				

	Testgemiddelde	Voornaam beoordelaar
Particle Penetration	31,1%	5.1.2e
Algemene bevindingen: Fail.		

	FF Pass Level		FFP2 (JA/NEEN)	Voornaam beoordelaar
	Zonder clip	Met clip		
Zonder clip	127			
Met clip	73	108	Ja	5.1.2e
Gemiddelde	→ 102			

Zonder

Versturen? (JA/NEEN)	Nee
Artikelnummer VWS:	
Algemene bevindingen:	<p>Voldoet niet aan penetration test</p> <p><u>Afkeur</u></p>

Fittest (norm = 100)

Datum: 1-4-20

Inkoopnummer	
Lotnummer	lot 124
Productnaam	
Leverancier	
Type mondmasker	

FF Pass Level	
FFP2 (JA/NEEN)	

	Score	
Gebruiker:	Zonder clip:	Met clip:-
5.1.2e	127	nut sluit over hoofd met beugel
	73*	100 met knoop

Opmerkingen tijdens gebruik:

	Zonder	met
Algemeen: (ruim, krap, etc)	* sluit dicht rond wang door te lang onder elastiek	betere fitting met knoop.
Verschuift bij Up & Down / Bending?		
Is één clip voldoende?		
Meer:		

Particle Penetration > 0,3 Mcron

Datum: 01 apr. 2020

Inkoopnummer	-
Lotnummer	124
Productnaam	Salva Polumaske S Ventilom
Leverancier	-
Type mondmasker	FFP2

	Gemiddelde rendement	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	33,3%	Fail
Masker 2	30,8%	Fail
Masker 3	39,6%	Fail
Totaal gemiddelde	34,1%	Fail

Eindoordeel (P1/P2/P3)
Voldoet <u>niet</u> aan de eisen van klasse P1

5.1.2e

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	124
Datum	1-4		
Leverancier	STERA		
Productnaam/naam fabrikant	SALVA	POLUMASKER 3 Ventielom	
Productiedatum			
Naam			
Functie		5.1.2e	
Besproken met RIVM			
Advies: Voldoet niet aan penetratie test ↓ Type masker bij uitgifte: Afweer.			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM	NOBO (CE1437) Beoordeeld volgens 2016/425 du.	

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	Conformiteits masker dan ventiel, geen bijzonderheden
--------------------------	---

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? 10
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? SALVA Polymosla S entilon
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? /
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja CE 1437 <input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> EN 149 (FFP) FFP2 <input type="checkbox"/> N95 <input type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW--) <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:
2	Hoe is de verpakking te openen? <input type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk <i>not</i>
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>not</i>

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: <i>T200 FFP2 NR0 EXP. 13-11-24 CE 1437 SALVA</i>
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <i>buiten melkbus binnendoos</i>
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input checked="" type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input checked="" type="checkbox"/> Vast d.m.v. <i>naeljes</i>
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input type="checkbox"/> Metaal in de stof <input checked="" type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input checked="" type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input checked="" type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input checked="" type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

PLEIN

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

1/4/2020

Artikelnummer:

Lotnummer

124

Inkooporder nummer

Aantal inkooporder/pakbon

Aantal pallets

1

Totaal stuks

1800

Aantal per pallet

1800

Aantal per doos

360

Aantal per verpakkingseenheid

10

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Aantal afgehaald voor controle
Verpakt per

3

10

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

KOOLWIJK