

UITLEG: In rij 2 staan de velden die in de database moeten worden opgenomen. In de rijen daaronder staan de w

LOT	Productsoort	Productnaam	Documentatie
100.203	Beschermingsbril & spatscherm		In orde
X188	Chirurgische maskers R		Niet in orde
1900	FFP maskers		
A200	Handschoenen		Niet beoordeeld
	Isolatiejassen & schorten		
	KN95 maskers		

aardes die ingevoerd moeten kunnen worden.

Oordeel Arbeidshygiënist	Resultaat Fittest	Resultaat spattest	Resultaat PPE
+	Pass	Pass	P1
+/-	Fail	Fail	P2
-	Niet uitgevoerd	Niet uitgevoerd	P3
Niet beoordeeld			Niet uitgevoerd

Resultaat druppeltest	Resultaat waterkolomtest	Resultaat BFE	Algemene bevindingen
Pass	Pass	Pass	<i>Commentaar in tekstvorm.</i>
Fail	Fail	Fail	
Niet uitgevoerd	Niet uitgevoerd	Niet uitgevoerd	

???? >>> Mogelijk? Datum eindbeoordeling Artikelnummer VWS

FFP en KN95 maskers

Op te nemen velden per ingevuld formulier

Fittest

Lotnummer

Score tester 1 zonder clip

Score tester 2 zonder clip

Score tester 3 zonder clip

Score tester 4 zonder clip

Score tester 5 zonder clip

Score tester 1 met clip

Score tester 2 met clip

Score tester 3 met clip

Score tester 4 met clip

Score tester 5 met clip

Verschuift bij Up & Down/Bending?

v3

Particle penetration

Lotnummer

Rendement masker 1

Rendement masker 2

Rendement masker 3

Ademweerstand masker 1

Ademweerstand masker 2

Ademweerstand masker 3

Checklist

Lotnummer
Datum uitvoering check
Leveringsdatum
Leverancier
Productnaam of naam fabrikant
Productiedatum
Besproken met RIVM
Advies
Type masker bij uitgifte

Administratief

Technical datasheet aanwezig?
Garantiecertificaat aanwezig?
Declaration of conformity aanwezig?
Oordeel van RIVM

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygenisten

Binnendoos/plasticzak

Aantal maskers per binnendoos/plasticzak
Algemene indruk binnendoos/plasticzak

Welk product staat op de binnendoos/plasticzak
Staat een CE merk op de doos/plasticzak

Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?

Binnendoos/Plasticzak

Is er een instructie bijgeleverd?
Heeft instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak
Staat er een expiratedatum op de binnendoos/plasticzak?
Staat non medical op de binnendoos of zak?
Bijzonderheden

Verpakking om het individuele masker

Zit er een verpakking om het masker
Hoe is de verpakking te openen?
Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?
Bijzonderheden

Het masker

Algemene indruk masker?
Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos?

Wat staat er op het masker?

Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat

Komt die overeen met wat er op de binnendoos staat.

Is de stof non woven?

Aantal lagen van het masker

Heeft het masker een nare geur

Hoe wordt het masker op hoofd bevestigd

Hoe zitten touwtjes/elastieken aan het masker vast

Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elstieken

Neusstuk

Bijzonderheden

De fit van het masker op het gezicht

Hoe past het masker op het gezicht

Waar ontsnapt lucht bij de leaktest?

Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?

Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?

Behoudt de neusklem zijn vorm gedurende circa 1 min?

Chirurgisch masker: Wat is de hoogte van het masker wanneer deze uitgevouwen is?

Chirurgisch masker: wat is de lengte van de neusklem?

Bij een chirurgisch masker

Materiaal neusbeugel doos 1

Materiaal neusbeugel doos 2

Materiaal neusbeugel doos 3

Materiaal neusbeugel doos 4

Materiaal neusbeugel doos 5

Materiaal neusbeugel doos 6

Materiaal neusbeugel doos 7

Materiaal neusbeugel doos 8

Materiaal neusbeugel doos 9

Materiaal neusbeugel doos 10

Materiaal neusbeugel doos 11

Materiaal neusbeugel doos 12

Breedte neusbeugel doos 1

Breedte neusbeugel doos 2

Breedte neusbeugel doos 3

Breedte neusbeugel doos 4

Breedte neusbeugel doos 5

Breedte neusbeugel doos 6

Breedte neusbeugel doos 7

Breedte neusbeugel doos 8

Breedte neusbeugel doos 9

Breedte neusbeugel doos 10

Breedte neusbeugel doos 11

Breedte neusbeugel doos 12

Lengte van het uitgeklapte masker doos 1
Lengte van het uitgeklapte masker doos 2
Lengte van het uitgeklapte masker doos 3
Lengte van het uitgeklapte masker doos 4
Lengte van het uitgeklapte masker doos 5
Lengte van het uitgeklapte masker doos 6
Lengte van het uitgeklapte masker doos 7
Lengte van het uitgeklapte masker doos 8
Lengte van het uitgeklapte masker doos 9
Lengte van het uitgeklapte masker doos 10
Lengte van het uitgeklapte masker doos 11
Lengte van het uitgeklapte masker doos 12
Bijzonderheden

Eindbeoordeling KN95

Datum
Lotnummer
Leverancier/LCH-nummer
Productnaam of naam fabrikant
Productiedatum
Type mondk masker (volgens de fabrikant)

Q1 Particle Penetration 0,3

Percentage Masker 1
Percentage Masker 2
Percentage Masker 3

Filterkwaliteit Masker 1
Filterkwaliteit Masker 2
Filterkwaliteit Masker 3

Q2 Fittest

Testpersoon 1 zonder clip
Testpersoon 2 zonder clip
Testpersoon 3 zonder clip

Testpersoon 1 met clip
Testpersoon 2 met clip
Testpersoon 3 met clip

Pass/fail

Q3 en Q4

Oordeel RIVM
Oordeel AH/TOXI

Artikelnummer VWS
Eindoordeel

Algemene bevindingen

Samenvatting Q1 en Q2 voor KN95 maskers

Mand
Clip Ja/nee

Eindbeoordeling FFP1, FFP2 en FFP3 maskers (LOT nummers)

Datum
Aantal
Lotnummer
Leverancier/LCH-nummer
Productnaam of naam fabrikant
Productiedatum
Type mondk masker (volgens de fabrikant)

Q1 Particle Penetration 0,3

Percentage Masker 1
Percentage Masker 2
Percentage Masker 3

Filterkwaliteit Masker 1
Filterkwaliteit Masker 2
Filterkwaliteit Masker 3

Q2 Fittest

Testpersoon 1 zonder clip
Testpersoon 2 zonder clip
Testpersoon 3 zonder clip

Testpersoon 1 met clip
Testpersoon 2 met clip
Testpersoon 3 met clip

Pass/fail

Q3 en Q4

Oordeel RIVM
Oordeel AH/TOXI

Artikelnummer VWS
Eindoordeel

Algemene bevindingen

Samenvatting Q1 en Q2 voor FFP1 en FFP2 maskers

Mand
Clip Ja/nee

Samenvatting Q1 en Q2 voor FFP3 maskers

Mand
Clip Ja/nee

Chirurgische maskers

v6

Spattest

Lotnummer

Datum

Productnaam of naam fabrikant

Checklist

NIET VAN TOEPASSING

Conditionering uitgevoerd

Aanvang conditionering

Einde Conditionering

Masker 1

Masker 2

Masker 3

Masker 4

Masker 5

Masker 6

Masker 7

Masker 8

Masker 9

Masker 10

Masker 11

Masker 12

Masker 13

Masker 14

Masker 15

Masker 16

Masker 17

Masker 18

Masker 19

Masker 20

Masker 21

Masker 22

Masker 23

Masker 24

Masker 25

Masker 26

Masker 27

Masker 28

Masker 29

Masker 30

Masker 31

Masker 32

Aantal fails

Uitslag spattest

v3

Eindbeoordeling Isolatiejassen en schorten

Datum

Aantal

Lotnummer

Leverancier/LCH-nummer

Productnaam of naam fabrikant

Type mondneusmasker (volgens de fabrikant)

Spattest

Oordeel AH/RIVM

Uitleg indien On Hold

Oordeel AH/TOXI (Q3)

Oordeel RIVM (Q4)

Algemene bevindingen

Artikelnummer VWS

Quality Check

Algemene bevindingen

Isolatiejassen en schorten

v3

Waterkolomtest

Lotnummer
Datum
Productsoort

Checklist

Lotnummer
Leverancier
Productnaam
Datum
Besproken met RIVM
Advies

Indicatieve druppeltest

Waterkolomtest meting 1

Waterkolomtest meting 2

Waterkolomtest meting 3

Waterkolomtest meting 4

Waterkolomtest meting 5

Waterkolomtest meting 6

Gemiddelde

Standaarddeviatie

Type projectieschort bij uitgifte

Administratief

Technical datasheet aanwezig?
Garantiecertificaat aanwezig?
Declaration of conformity aanwezig
Oordeel van RIVM

Uitslag waterkolomtest

Prestatie levering

Oordeel testpersonen

Binnendoos of zak

Aantal schorten per binnendoos of zak
Algemene indruk binnendoos of zak
Welk product staat op de binnendoos of zak?
Welke leverancier staat op de binnendoos of zak?
Staat een CE merk op de doos of zak?
Welke norm(en) staan op de binnendoos of zak?
Is er een instructie bijgeleverd?
Heeft de instructie betrekking op het schort in de doos of zak?
Staat er een expiratie datum op binnendoos of zak?
Staat non medical op de binnendoos of zak?
Bijzonderheden

Verpakking om het schort

Zit er verpakking om het schort?
Hoe is de verpakking te openen?
Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?
Bijzonderheden

Het schort

Algemene indruk schort?
Komt het schort overeen met de foto op de binnendoos?

Wat staat er op het schort:

Komt dit overeen met wat op de verpakking van het schort staat?

Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat?

Waar is het materiaal van gemaakt?

Heeft het schort een nare geur?

Heeft het schort lange mouwen?

Worden de mouwen afgesloten met een elastisch manchet?

Sluit het schort ook de rug af?

Tot welke hoogte is het schort?

Hoe wordt schort bevestigd?

Hoe zitten de sluitingen aan het schort vast?

Wat is de kwaliteit van de sluitingen?

Bijzonderheden

Pasvorm schort

Hoe past het schort?

Waar past het schort niet/slecht

Kan het schort met de sluitingen strakker worden getrokken?

Wat gebeurt er bij bewegingen?

Bijzonderheden

v3

Eindbeoordeling Isolatiejassen en schorten

Datum

Aantal

Lotnummer

Leverancier/LCH-nummer

Productnaam of naam fabrikant

Waterkolomtest

Druppeltest

Q3 en Q4

Oordeel RIVM

Oordeel AH/TOXI

Artikelnummer VWS

Eindoordeel

Algemene bevindingen

Handschoenen

Handschoenentest

Lotnummer

datum

Productsoort

Materiaalcheck

Lektest doos 1 handschoen 1

Lektest doos 1 handschoen 2

Lektest doos 2 handschoen 1

Lektest doos 2 handschoen 2

Lektest doos 3 handschoen 1

Lektest doos 3 handschoen 2

Einduitslag

Checklist

Leverancier
Productnaam
Datum
Besproken met RIVM
Advies
Lotnummer
Type protectiehandschoenen bij uitgifte

Administratief

Technical datasheet aanwezig?
Garantiecertificaat aanwezig?
Declaration of conformity aanwezig
Oordeel van RIVM

Prestatie levering

Oordeel testpersonen

Binnendoos

Aantal handschoenen per binnendoos
Algemene indruk binnendoos
Welk product staat op de binnendoos
Welke leverancier/importeur/fabrikant staat op de binnendoos of zak?
Staat een CE merk op de doos?
Welke norm(en) staan op de binnendoos?
Is er een instructie bijgeleverd?
Heeft de instructie betrekking op de handschoenen in de doos
Staat er een expiratie datum op binnendoos
Staat non medical op de binnendoos of zak?
Bijzonderheden

De Handschoenen

Algemene indruk handschoenen
Waar zijn de handschoenen van gemaakt?
Heeft het handschoenen een nare geur?
Bevatten de handschoenen poeder?
Zijn de handschoenen makkelijk aan te trekken?
Scheuren de handschoenen bij het aantrekken?
Zijn de handschoenen makkelijk uit te trekken?
Bijzonderheden

Pasvorm handschoenen

Hoe passen de handschoenen?

Hoe is de dikte van de handschoenen?

Bijzonderheden

v2

Eindbeoordeling Handschoenen

Datum

Aantal

Lotnummer

Leverancier/LCH-nummer

Productnaam of naam fabrikant

Productiedatum

Uitslag FTIR

Uitslag waterlektest

Q3 en Q4

Oordeel RIVM

Oordeel AH/TOXI

Algemene bevindingen

Artikelnummer VWS

Quality check

Algemene bevindingen

