

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@megami.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 24 april 2020 16:52  
**Onderwerp:** Face Shield beschermend gezichtsmasker  
**Bijlagen:** FS-SOCIAL-2-EU.jpg; FS-SOCIAL-3-EU.jpg; FS-SOCIAL-5.jpg; XPEL - Faceshield - Megami 2020.pptx

**Categorieën:** 5.1.2e

Geachte heer of mevrouw,

Wij hebben een oplossing om uw medewerkers te optimaal te beschermen in deze periode  
 Als organisatie doen jullie er alles aan om verspreiding van het virus tegen te gaan, maar bezoekende klanten blijven onvoorspelbaar

Een van de producten die we beschikbaar hebben zijn beschermende gezichtsmaskers ten behoeve van de medische industrie. In de bijlage presenteren wij u het Face Shield beschermend gezichtsmasker.

Onze Face Shield kan uw bedrijfsvoering helpen en ook het moraal van uw medewerkers hoog houden door het beschikbaar stellen van een beschermd werkomgeving

**Verpakking:**  
 Per 6 maskers in 1 doorzichtige seal bag , met tussenliggende beschermlaag

Dit geheel nieuw speciaal ontwikkeld product is leverbaar vanaf 20 april 2020. De dagelijkse oplage is 5.1.1c stuks per dag. De huidige verwachting is dat de productie a.s. woensdag 22 april zal starten in Tilburg, De capaciteit in de eerste dagen zal liggen op 5.1.1c stuks per dag. De eerste 5.1.1c stuks productie kunnen voor u geclaimd worden.


Alvast dank voor uw reactie,

Met vriendelijke groet/ Kind regards,

5.1.2e

5.1.2e






SKU: XPFS5



FOAM  
PADDING



VELCRO  
STRAP

SKU: XPFS5



AVAILABLE  
...XPET FA



**FACE SHIELD**




 **MEGAMI**

The MEGAMI logo consists of a stylized icon on the left, which is a downward-pointing chevron shape composed of two orange and white segments. To the right of this icon, the word "MEGAMI" is written in a bold, blue, sans-serif font.

PRESENTATIE - APRIL 2020

# FACE SHIELD INFO SHEET

Verminder het risico op blootstelling en bescherm uzelf met XPEL Face Shield



Gebruik de XPEL Face Shield in situaties waar nevel, spetters of spatten aanwezig kunnen zijn.

Stop de XPEL Face Shield niet in de magnetron om te steriliseren

## FACE SHIELD FEATURES

- ✓ **UNIVERSELE PASVORM** - XPEL-Face Shield past op hoofdmaten variërend van 48 tot 60cm omtrek. Met klittenbandsluiting om aan de achterkant vast te maken.
- ✓ **VOLLEDIGE LENGTE BESCHERMING** – XPEL Face Shield vormt een barrière van 23cm.
- ✓ **FLEXIBELE CONSTRUCTIE** - Gemaakt van een gelaagde thermoplastische polyurethaan en zelfklevend acryl.
- ✓ **KRASBESTENDIG** - Elastomere polymeer toplaag laat kleine oppervlakkige krassen na verloop van tijd genezen.
- ✓ **CHEMISCH BESTENDIG** - Reinig uw XPEL Face Shield met 99% isopropylalcohol (IPA), bleekmiddel, 3% waterstofperoxide of huishoudelijke oppervlaktereinigers.
- ✓ **MET PRECISIE GESNEDEN** - XPEL Face Shield is ontworpen voor een consistente pasvorm en afwerking.

# FACE SHIELD INFO SHEET




## Verminder het risico op blootstelling en bescherm uzelf met XPEL Face Shield

De XPEL Face Shield is opgebouwd uit een alifatisch product op basis van TPU (Thermoplastisch Polyurethaan). Typische fysieke eigenschappen van het product zijn onder andere transparantie, elasticiteit en bestendigheid tegen olie, vet en slijtage.

De Face Shield is geconstrueerd met een zeer lage oppervlakte-energie-folie die ontworpen is om vlekken te weerstaan en biedt een superieure weerstand en bescherming voor het milieu. De blanke laklaag maakt gebruik van speciale elastomeerpolymeren die kleine krasjes in het oppervlak in de loop van de tijd laten "genezen", waardoor de gezichtslijn niet wordt belemmerd.

PRODUCT  
CONSTRUCTION



MEGAMI

# FACE SHIELD INFO SHEET



## Testen

Voorschriften	Waarden	Testen condities	Gebruikte standaarden
Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) concentratie	Geen stoffen boven de minimum drempelwaarde gevonden	Gecertificeerd door SGS Noord-Amerika	EU Reach Regulation (EC) NO 1907/ 206

**Waarschuwing:** Het gebruik van XPEL-folie op diverse apparaten die in de gezondheidszorg worden gebruikt, waaronder medische schilden, is niet getest of goedgekeurd door het National Institute for Occupational Safety and Health, de Centers for Disease Control, U.S Food and Drug Administration, of een andere regelgevende instantie. Het is niet bewezen veilig of effectief te zijn met betrekking tot de bescherming tegen enige besmettelijke of overdraagbare ziekte, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, COVID-19. Elke gebruiker van XPEL-folie doet dit uitsluitend op een dergelijke manier op eigen risico.

XPEL wijst uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet, impliciet of wettelijk, met betrekking tot de Face Shield. Geleverd onder deze overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, of voortvloeiend uit het verloop van de uitvoering, de handel, het gebruik of de handel. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, maakt XPEL geen enkele aanspraak op, vertegenwoordiging of garantie van enige aard van het nut van de producten voor het beoogde gebruik door de klant.

**MEGAMI**