

To: [REDACTED] 5.1.2e [REDACTED] 5.1.2e @mmm.com]; [REDACTED] 5.1.2e [REDACTED] 5.1.2e @mmm.com]
Cc: [REDACTED] 5.1.5 @ontplooi.nl [REDACTED] 5.1.5 @ontplooi.nl]
From: ONTPLOOI INFO
Sent: Wed 8/19/2020 2:08:24 PM
Subject: [EXTERNAL] FFP3 via Mediq - zie foto's
Received: Wed 8/19/2020 2:08:43 PM

Hi [REDACTED] 5.1.2e,

Zoals beloofd heb ik FFP3 maskers besteld bij Mediq. Ik bestelde er 2, maar het gaat enkel per hele doos, dus 30 stuks in dit geval. De factuur heb ik nog niet, maar ik verwacht 30 x [REDACTED] 5.1.1c. Jullie vertelden dat je zou verwachten dat ik maskers zou ontvangen van 3M, maar ..zoals je ziet is dat dus niet het geval. Zie de foto's hieronder.

Heb ik jullie hiermee een handje kunnen helpen of informeren? I hope so.

Greetz,



[REDACTED] 5.1.2e
06 [REDACTED] 5.1.2e / www.ontplooi.nl

Je kunt Ontplooi volgen op [Facebook](#) of [LinkedIn](#) of [Instagram](#)

Disclaimer. Informatie verzonden met deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik, openbaarmaking, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden en/of anderen dan geadresseerde(n) is niet toegestaan tenzij uitdrukkelijk vermeld. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Ontplooi kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onvolledigheid, onvolkomenheden en/of tijdige bezorging. Voor zover er aanbiedingen gedaan worden c.q. prijzen vermeld worden via email zijn typefouten voorbehouden. Aan deze e-mail kunnen geen rechten ontleend worden.

Disclaimer. Information in this email is exclusively meant for the addressee. Use, publication, and/or spreading this information to third parties is forbidden unless specifically stated so. If you are the wrong receiver please notify us and remove this email. Ontplooi cannot be held responsible for faulty, incomplete, or not on time delivery of this email. Any offers or prices mentioned in this email are only valid if confirmed in hardcopy. No rights can be derived from this email.



We are the waves of the same sea the peoples of the same earth

[exclusive standard] GB 2626-2006 KN95(CE-FFP3) [mask type] ear hook type
[scope of application] for daily general protection.

How to wear mask

- 

Put the mask on your face covering your chin and adjust the metal nose piece on top of your mask.
- 

Pull the straps under your ears and adjust the metal nose piece to your face.
- 

Mold the nose piece around the bridge of your nose to fit the mask to your face.
- 

Adjust the position of the top strap for final fitting.

Instruction:

1. Wash hands before putting on your mask. Also wash hands after taking your mask off.
2. The facial mask must be put so that the metal nose piece faces outwards and at the top of the mask.
3. Put your mask on your face from the chin first. Then pull the straps under your ears to adjust the mask properly.
4. Make sure that there is no hair, facial hair, jewelry, or clothing between your face and the facial mask. Adjust the position of the metal nose piece so you feel comfortable.
5. Use your fingers and thumb to mold the metal nose piece around the bridge of your nose. Use one hand to mold the nose piece and the other hand to hold the top strap.
6. Perform a seal check by placing both hands over the facial mask and exhale. If there is any air leakage around the nose, go back to step 5 to readjust the nose piece. If the air leakage occurs around the edges of facial mask, readjust the straps for final fitting.

⚠ IMPORTANT:

Users must read and understand the instructions before using. Keep this user instructions for your reference.

Manufacturer:

Fang Rui (Jiashan) Labor Insurance Supplies Co., Ltd.
No.79, Zhijiang Road, Jiashan, Zhejiang


Manufacturing date:

Mar.2020

Shelf life:

Three years from the date of production

MADE IN CHINA





CERTIFICATE OF APPROVAL

Respiratory Protection Mask

Executive standard : GB2626-2006 KN 95

Raw material: non-woven fabric

Melt-blown Nonwoven Fabric and cotton

Lot No. : FR202003XT

Manufacturing Date: Mar.2020 Expiry Date: Mar.2023.

Manufacturer: FangRui (Jiashan)Labor Insurance Supplier Co.,Ltd.

Address: No.79, Zhijiang Road, Jiashan, Zhejiang.





