

Geachte heer/ mevrouw,

Op verzoek van het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCDK) zullen wij (een deel van) uw coronatests uitvoeren. Om onze samenwerking zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, brengen wij u middels deze brief graag op de hoogte van wat u van ons mag verwachten en wat we van u nodig hebben om onze samenwerking tot een succes te maken.

#### **Laboratorium**

Eurofins Clinical Diagnostics Nederland in Rijswijk verzorgt alle afstemming, logistiek, afname sets en de medisch diagnostische ondersteuning. De laboratoriumtesten worden uitgevoerd door Eurofins Genomics in Duitsland.

De test die gebruikt wordt is CE-IVD gemarkeerd. De methodiek in het laboratorium in Duitsland maakt gebruik van de Molgen Pureprep Pathogen extraction reagent op de Kingfisher Flex gevolgd door een real-time RT-PCR m.b.v. ViroBoar RT-PCR kit (CE-IVD) op fr Roche LC 480 II thermal cycler. Primers en probes zijn gericht op het N1-gen CDC and E-gen WHO/Corman et al.

Het Eurofins Laboratorium is ISO17025 geaccrediteerd. De kwaliteit van de workflow van het laboratorium is door het RIVM goedgekeurd op basis van de behaalde testresultaten van de RIVM-verificatie panels voor SARS-CoV-2 qPCR.

De Ct afkap waarde die gehanteerd wordt is volgens de test specificatie waarbij een Ct<39 als positief wordt gerapporteerd. Binnen de screenings setting wordt er geen bevestigings PCR uitgevoerd.

#### **Afnamesets**

Er worden door Nederlands Moleculair Diagnostisch Laboratorium (NMDL) voldoende afnamesets beschikbaar gesteld.

- De afnamesets bestaan uit een keelwab en nasopharynxwab, een buisje met transport medium met monsternummer (103C \*\*\*\*\*) en een sealbag met absorptie viltje. De bewaartemperatuur voor de buizen is 15-25 C°.
- Deze afnamematerialen worden door Eurofins NMDL geleverd aan de testlocaties.

Wij vragen u om materiaal van Eurofins goed gescheiden te houden van materiaal van andere laboratoria. Wij kunnen alleen de door ons bezorgde Eurofins materialen verwerken.



### Stappenplan afnameproces

1. Scan het monsternummer in CoronIT.\*
2. Afname van de voorgeschreven swab(s)
3. Plaats de swab(s) in het buisje met het transport medium\*
4. Breek de swabs op het afbreekpunt af en houdt ze in het buisje
5. **Draai de dop goed vast** op het buisje met daarin de swabs
6. Verpak elk sample in een **aparte sealbag** met absorptie viltje
7. Plaats de samples in de omzakken geleverd door de koerier

*\*Let op: stap 1 en 3 niet verwisselen! Dit ivm mogelijke problemen met scannen van barcode bij beschadiging/printfout van barcode sticker*

### CoronIT-storing

- Wanneer de situatie zich voordoet dat u de buizen niet kan inscannen in CoronIT vanwege een storing, willen we u vragen deze buizen apart te houden van de reeds gescande monsters.
- Wij verzoeken u om buizen die niet zijn ingescand in CoronIT, niet mee te geven aan de koerier.
- Het advies is om deze niet gescande buizen in een sealbag te stoppen samen met een kaartje met de volgende gegevens:
  - Monsternummer vermeld op de buis
  - BSN nummer, geslacht, emailadres, telefoonnummer, naam en geboortedatum cliënt
  - Datum afname
  - Locatie afname

Deze buizen kunnen dan door u op een later tijdstip alsnog in CoronIT worden ingescand.

### Transport

Eurofins Logistics zal met u contact opnemen om de dagen en transporttijden van het ophalen van de samples af te spreken. Het transport kan naar behoefte een- of tweemaal daags plaatsvinden.

Indien er wijzigingen in de dagen en/of transporttijden zijn, kunt u deze wijzigingen de middag tevoren, liefst vóór 16.00 communiceren per mail naar [5.1.2e@eurofins.com](mailto:5.1.2e@eurofins.com). Bij transportvragen op de dag zelf kunt u bellen naar Logistieke Customer Servicenummer 0342- [5.1.2e](tel:5.1.2e) (7 dagen per week van 8.00-20.00 bereikbaar).

Er worden door Eurofins Logistics omzakken geleverd om de samples in te consolideren. Deze omzakken kunt u zo nodig bijbestellen via het Logistieke Customer Service nummer.

Bij overdracht dienen alle omzakken met samples door de GGD coördinator in de transportboxen te worden geplaatst. De koerier heeft altijd voldoende transportboxen bij zich.

*Let op: Losse omzakken met samples worden NIET geaccepteerd en/of vervoerd.*



Op de GGD locatie worden de transportboxen verzegeld door de koerier in het bijzijn van de GGD coördinator, waarna een formeel overdrachtsformulier wordt ingevuld en ondertekend door zowel de GGD coördinator als de transporteur.

Vanaf het moment van formele overdracht draagt Eurofins Logistics verantwoordelijkheid over het verdere logistieke traject van de verzegelde transportbox(en).

De verzegeling wordt pas op de eindlocatie, Eurofins Genomics Ebersberg, verbroken.

#### Rapportage

- De testuitslagen worden gerapporteerd in CoronIT (75% binnen 24 uur).
- Wanneer de testuitslag onbeoordeelbaar (indeterminate) is, wordt geadviseerd om bij aanhoudende klachten de cliënt opnieuw te laten testen.
- Heeft u vragen? Mail dan naar 5.1.2e [@nmdl-lcpl.nl](mailto:5.1.2e@nmdl-lcpl.nl). Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden. Vermeld hierbij het monsternummer waar u vragen over heeft en het telefoonnummer waar wij u eventueel op kunnen terugbellen.
- Voor dringende vragen rondom testuitslagen kunt u 7 dagen per week van 8.00 tot 20.00 bellen op ons speciale corona support nummer 088- 5.1.2e. Dit telefoonnummer is ook beschikbaar voor intercollegiaal overleg.

#### Facturatie

- Eurofins heeft een overeenkomst met het ministerie van VWS, de facturatie zal direct verlopen met het ministerie. Eurofins factureert maandelijks op basis van de aantallen vanuit CoronIT. Hiervan kan wanneer u dat wenst een overzicht worden gestuurd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e [@eurofins.com](mailto:5.1.2e@eurofins.com)

