


To: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Fri 3/20/2020 1:21:35 PM
Subject: Re: 300 beademingstoestellen

Hi [REDACTED]

Zie hierna. Het is voor volwassenen EN kinderen EN neonaten.



S1100 ICU Ventilator

Application

The ventilator makes a good performance in operation room, ICU department and emergency treatment. It used to assist or replace the spontaneous breathing for adult pediatric and neonatal more than 2kg. 25 years experience in Market-oriented ventilator make us professional and reliable, satisfying all your needs in ventilation. Due to the flexible configuration, good quality and competitive price, S1100 has soon become the superstar of market.

Feature

- 12.1" TFT screen displays the ventilation parameters, alarm information, and oscillograms, make every operation more easily.
- Multiple ventilation mode can meet different clinical requirements. (IPPV, A/C, PCV, SIMV, PSV, SPONT/CPAP, SIGH, MANUAL)
- 3 oscillograms for your choice, 2 of them can be displayed on the screen at the same time.
- Humidifier can heat and wet breathing gas, makes it comfortable for patient to breathe.
- Rapid oxygen supply, automatically offer high flow rate oxygen within two minutes
- High temperature resistance breathing circuit is reusable and anti-pollution.

Safety

- 14 types of sound and visual alarm information, easier for users to do some error checking and troubleshooting.
- Built-in oxygen concentration sensor, ensure stable precision of oxygen concentration.
- Easy to move with four casters, easy to stop with two brakes.
- Separate design of electronic circuit and gas flow rate keep safe running of ventilator.
- Compact long life internal battery can provide emergency power, avoid risk of patient.
- Self-check before operation, eliminate system mistake.

Technical specification			
Ventilation mode		Alarm and protection	
IPPV, A/C, PCV, SIMV, SPONT/CPAP, PSV, SIGH, MANU		The AC power failure alarm	Power failure or no connection
		Internal backup battery low voltage alarm	$\leq 11.3 \pm 0.3$ V
Ventilator parameter		No tidal volume	No tidal volume within 6 s
Tidal volume (Vt)	0 ~ 2000 mL	High minute volume alarm	5 L/min ~ 99 L/min
Frequency (Freq)	1 min ~ 100 min	Low minute volume alarm	1 L/min ~ 30 L/min
Oxygen concentration	21 % ~ 100 %	High airway pressure alarm	20 cmH ₂ O ~ 100 cmH ₂ O
IE	4 : 1 ~ 1 : 8	Low airway pressure alarm	0 cmH ₂ O ~ 20 cmH ₂ O
PEEP	0 cmH ₂ O ~ 40 cmH ₂ O	High oxygen concentration alarm	19 % ~ 100 %
Pressure limit	20 cmH ₂ O ~ 100 cmH ₂ O	Low oxygen concentration alarm	18 % ~ 99 %
Pressure triggering sensitivity (Ptr)	-20 cmH ₂ O ~ 0 cmH ₂ O (based on PEEP)	Continuous pressure alarm	(PEEP + 1.5 cmH ₂ O) over 16s
Flow triggering sensitivity (Ftr)	0.5 cmH ₂ O ~ 30 cmH ₂ O	Suffocation warning	5 ~ 60 s
SIGH	0 (off) 1/100 ~ 5/100	Fan error	Show on screen
Apnea ventilation	OFF, 5 s ~ 60 s	Oxygen deficit	Show on screen
Monitoring parameter		The maximum limited pressure	< 12.5 kPa
Frequency (Freq)	0/min ~ 100/min	Working condition	
Tidal volume (Vt)	0 mL ~ 2500 mL	Gas source	O ₂ , Air
MV	0 L/min ~ 99 L/min	Pressure	280 kPa ~ 600 kPa
Airway pressure	0 cmH ₂ O ~ 100 cmH ₂ O	Voltage	220 V $\pm$ 22 V
Dynamic lung compliance monitoring	1 mL/cmH ₂ O ~ 1000 mL/cmH ₂ O	Power frequency	50 Hz $\pm$ 1 Hz
Oxygen concentration	15 % ~ 100 %	Input power	900 VA (With air compressor) 250 VA (Without air compressor)
Packing size		Oscillogram	
Main engine: L 560 * W 560 * H 605 mm		P-T (Pressure-Time)	
G.W. : 35 KG, N.W. : 17 KG		F-T (Flow-Time)	
Air compressor: L 683 * W 687 * H 1140 mm		P-V Loop (Pressure-Volume Loop)	
G.W. : 100 KG, N.W. : 65 KG			

Groetjes,

Op 20 mrt. 2020, om 14:19 heeft (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl> het volgende geschreven:

Ha

Mag ik nog even het bestand er bij met het apparaat en de specificaties?

Dank (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@o2health.nl>

Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 14:04

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: 300 beademingstoestellen

Urgentie: Hoog

Beste (10)(2e)

Hij wil ik je graag schriftelijk bevestigen dat wij in aanvulling op de reeds bestelde 68 units nog 300 units hebben vastgelegd.

De voorwaarde is dat jullie mij schriftelijk (per email) bevestigen dat jullie deze zullen afnemen.

Wij krijgen de komende dagen meer zicht op de exacte leverdatum maar deze is maximaal 14 dagen.

De betaling zal zijn op de dag voor levering wanneer ze klaar staan voor verzending.

Er is dan dus verder nu geen betaling nodig. U ontvangt van ons nog geen factuur, pas op moment dat wij de units klaar hebben staan.

Graag ontvang ik van jullie de bevestiging vandaag. Ik zal deze dan definitief vastzetten.

Alvast dank en vriendelijke groet,

(10)(2e)

Op 20 mrt. 2020, om 13:47 heeft (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl> het volgende geschreven:

Mijn mailadres

Groetjes,

(10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e) Directie Curatieve Zorg
Ministerie van VWS
(10)(2e)

www.O2Health.nl

(10)(2e)

<image001.png>

(10)(2e)

www.O2Health.nl

+31(0) 20 567 88 11

