

Runcontrole SARS-CoV-2: 1 ampul van 1 ml SARS-CoV-2 (BetaCoV/Germany/BavPat1/2020; met dank aan (10)(2e), EVAg en (10)(2e) Erasmus MC) RNA in TE buffer met yeast tRNA (0.1 mg/ml). Dit bevat 4.84 TCID₅₀ virus/μl en 10-100 keer meer RNA. Op basis van de RdRP-gen en E-gen RT-PCR Ct waarden 25.50 en 21.71 respectievelijk bij 5 μl per PCR reactie na ontdooien. Na ontdooien, uitvullen en invriezen. Kan eventueel naar behoeven verder verdund worden.