

Rapportage prestatie inactivatie virus door buffer in testkit

LYHER®NovelCoronavirus(COVID-19)AntigenTestKit(ColloidalGold)

Het virus in de samples in de testkit wordt geïnactiveerd door de buffer in de antigeen testkit.

Aangeraden wordt om het wattenstokje voor 2 minuten in de tube met de buffer vloeistof te laten.

Een rapportage ontbreekt, mede omdat de buffer vloeistof Tween-20 en phosphate bevat (voorkomende ingredienten).