

SARTORIUS

Simplifying Progress

Ergonomische pipetten

De pipetten van Sartorius, uit de vroegere Biohit serie, zijn erg gewaardeerd voor hun ergonomie en nauwkeurigheid. Ze zijn beschikbaar in elektronische (Picus) en mechanische versie (Tacta) - mono en multikanaal.

Pipet tips

- Standaard tips
- Low retention tips voor moeilijk hanteerbare vloeistoffen
- Filters en filter tips



Arium Mini-Watersystemen

- Tot 10 liter water type 1, 2, 3 / dag
- Kan rechtstreeks op de waterleiding gekoppeld worden
- Reservoir = 5 liter 'bag'

Flexibel inzetbaar door geringe afmetingen

We hebben ook systemen voor grotere volumes type 1, 2 of 3 water. Oplossingen voor elk labo mogelijk, aangepast aan uw applicatie.

Filtratie in het lab

- Spuitfilters
- Membraanfilters
- Filterpapier & glasvezel filters

Ultrafiltratie

Toepasbaar voor kleine of grote volumes eiwitconcentratie, scheiding, ontzouting en dia filtratie



Microbiologische controle

- Membraanfiltratie
- Volledig autoclaveerbaar / stainless steel
- Single-use funnels: minder handelingen, kleiner risico op contaminatie, tijdsbesparend
- Verschillende membraansoorten en media

Microbiële controle van de lucht

- Draagbare en vaste systemen
- Gelatine membraanfilters

(10)(2e)

(10)(2e)

E-mail: (10)(2e)@sartorius.com

SARTORIUS

Simplifying Progress



AUDIT TRAIL &
ALIBI MEMORY

USER MANAGEMENT

BACKUP

TECHNICAL
CONTROLS

E-SIGNATURES

SAFE DATA TRANSFER

TIME SYNCHRONIZATION

Weegschalen

Ultra-Micro	0.1 µg
Micro	1 µg
Semi-micro	0.01 mg
Analytisch	0.1 mg
Milligram	1 mg
wegingen tot 70 kg	

Accessoires

Ijkgewichten

Weegtafels



Moisture analysers

Bepalen van vochtgehalte/droge stof in vaste en vloeibare samples, op een snelle en eenvoudige manier.

Service

Wij kalibreren, controleren en onderhouden uw balansen en pipetten, ongeacht het merk, en dit volgens de voorgeschreven kwaliteitsnormen.

Training/opleiding

Wenst u een technische opleiding aangaande metrologie, metrologische aspecten, tips & tricks i.v.m. wegen of pipetteren?

Indienststelling

Voor de indienststelling van uw Sartorius toestellen, met een DaKKS-certificaat, kan u uiteraard beroep doen op onze gecertificeerde techniekers.

(10)(2e)

(10)(2e)

E-mail: (10)(2e) @sartorius.com