

Bijlage 5. Beschikbare spuiten en naalden

Onderstaande producten worden door het RIVM geleverd. De combinatie naald-spuit is bij voorkeur van dezelfde producent. Dat zal niet altijd haalbaar zijn. Let op: de veilige toedieningsnaald (23G) van BD past niet op de toedieningsspuit (1 ml) van Sol-M met luer lock. De bevoorrading houdt hier in principe rekening mee.

Botte optreksnaalden van 1,2 x 40 mm

BD Blunt Fill needle 18Gx1 ½# ref 303129



Sol-M blunt fill needle, 18G1 ½" LSM110022

**Optrekspuiten**

BD emerald syringe, 3 ml LS ref 302986



Sol-M luer lock syringe, 3 ml LSM180003

**Toedieningsspuiten**

BD plastipak syringe, 1 ml LS ref 303172



Sol-M luer lock syringe, 1 ml LSM180001PP

**Toedieningsnaalden van 0,6 x 25 mm**

1/22/2021

COVID-19-vaccinatie | LCI richtlijnen

BD eclipse needle 23G x 1" ref 305892



Sol-Care safety needle, 23G x 1" LSM2310

